

## RA

>

A é aplicado cirurgicamente em operações de em caso de defeitos destrutivos da dura-máter composto por 80% de ácido polilático (PLLA) e 20% de colágeno bovino. proveniente da pele de suíno e altamente elástico, o que proporciona mais maciez e mais flexibilidade.

É impermeável e oferece boa biocompatibilidade, alta resistência mecânica e excelente manuseio, além de excelente resistência à penetração do líquido cefalorraquidiano (LCR).

A possui uma rede micro-fibrosa 3D que se assemelha à microestrutura das matrizes durais humanas e favorece a regeneração do tecido natural, resultando em maior agilidade no fechamento do defeito craniano.

### Indicações de NEODURA:

• Ser aplicado em sutura ou onlay;

• Alta durabilidade;

• Similante ao Rasgo;

• Biodegradado e absorvido em aproximadamente 1 ano,

• É ideal para regeneração do tecido natural.;

• Boa resistência mecânica, adequada para maior tamanho e

• Baixa pressão intracraniana;

• Boa adesão ao tecido cerebral;

• Boa adesividade à dura nativa circundante em

• Operações Onlay;

• Procedimentos de imagiologia não causam impactos no desempenho do produto.